

Hdgfrp3 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper - Hdgfrp3

Artikelnummer: CM0026730

Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen das Hepatoma-abgeleitete Wachstumsfaktor-verwandte Protein 3 (HDGFRP3/HDGF2/HRP-3). Validiert für WB, IHC-P, ELISA; reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Ideal für Studien zur Krebs- und Entwicklungsbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HDGFRP3 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	HDGF2; HRP-3; HDGF-2; CGI-142; HDGFRP3
Spezies	Mensch
Gen-ID	50810
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 90-203 des menschlichen HDGFRP3 (NP_057157.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
Proteingewicht	22 kDa
Versand	Eisbeutel