

Hämoxygenase 1 (Ho-1/Hmox1) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P09601

Artikelnummer: CM0013872



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen Hämoxygenase 1 (HO-1/HMOX1), validiert für WB, IF-P, IHC-P und ELISA in humanen, murinen und Rattenproben. Geeignet für die Erforschung von Hämstoffwechsel, Krebs und Virusinfektionen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Hämoxygenase 1 (HO-1/HMOX1) Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HO-1; HSP32; HMOX1D; bK286B10; Hämoxygenase 1 (HO-1/HMOX1)
Spezies	Human
GeneID (Human)	3162
GeneID	3162
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-265 der humanen Hämoxygenase 1 (HO-1/HMOX1) enthält (NP_002124.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P09601
Protein-Gewicht	33kDa
Versand	Eisbeutel