

Monoklonaler Hes5-Kaninchenantikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q5Ta89

Artikelnummer: CM0011972

Einführung

Monoklonaler HES5-Kaninchenantikörper, validiert für WB, IHC-P und ELISA. Erkennt humanes, murines und Ratten-HES5. Ideal für die Erforschung der Neurogenese und der Transkriptionsregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HES5-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	bHLHb38; HES5
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	388585
GeneID	388585
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 12-142 des humanen HES5 entspricht (Q5TA89)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q5TA89
Proteingewicht	18 kDa
Versand	Kühlakku