


Hfe2 Kaninchen Pab - Q6Zvn8

Artikelnummer: CM0029504



Einführung

HFE2 Kaninchen pAb ist ein polyklonaler Antikörper, der für Western Blot und ELISA validiert wurde, auf humanes Hemojuvelin abzielt und Kreuzreaktivität mit Maus und Ratte aufweist, für die Erforschung der Eisenhomöostase.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HFE2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	JH; HFE2; RGM2; HFE2A
Spezies	Human
GeneID	148738
Immunogen	Rekombinantes Protein entsprechend den Aminosäuren 1-174 von humanem HFE2 (NP_998817.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q6ZVN8
Proteingewicht	45kDa
Versand	Eistasche