


Hibch Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q6Nvy1

Artikelnummer: CM0012035



Einführung

HIBCH Kaninchen-Monoklonaler Antikörper validiert für WB, IHC-P, ELISA bei Mensch, Maus, Ratte. Erkennt das 43 kDa große mitochondriale 3-Hydroxyisobutyryl-CoA-Hydrolase; ideal für die Valin-Katabolismus- und Stoffwechselforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HIBCH Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	HIBYLCOA
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	26275
Gen-ID	26275
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 33-330 des menschlichen HIBCH (NP_055177.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q6NVY1
Proteinmasse	43 kDa
Versand	Eispackung