

Hif1B/Arnt Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für If/Icc, Elisa - P27540

Artikelnummer: CM0024193



Einführung

HIF1 β /ARNT Kaninchen-polyklonaler Antikörper (pAb), validiert für IF/ICC und ELISA. Erkennt menschliches, murines und rattes ARNT (SWISS: P27540). Ideal für die Forschung an Hypoxie-Reaktionen und der Signalgebung des Aryl-Hydrocarbon-Rezeptors.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HIF1 β /ARNT Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	HIF1B; TANGO; bHLHe2; HIF1BETA; HIF-1beta; HIF1-beta; HIF-1-beta; HIF1 β /ARNT
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	405
GenID	405
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 465-570 von menschlichem HIF1 β /ARNT (NP_001659.1) homolog ist
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P27540
Proteingewicht	87kDa
Versand	Eisbeutel