

Hochleistungsfähiges Panel Kaninchenspezifischer Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie Humaner Tregs - Humanes Treg-Panel

Artikelnummer: CM0011940

Einführung

Ein Panel kaninchenspezifischer monoklonaler Antikörper zur Analyse humaner regulatorischer T-Zellen (Tregs) mittels Durchflusszytometrie. Ermöglicht eine präzise Immunphänotypisierung von Treg-Populationen und unterstützt die immunologische und onkologische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Humanes Treg-Panel
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	Durchflusszytometrie (FC)
Kreuzreaktivität	Mensch
Versand	Kühlakku