

Histon H1T Kaninchen Polyklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - Q07133

Artikelnummer: CM0023318

Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen testisspezifisches Histon H1t, validiert für WB, IF-P und ELISA in Maus- und Rattenproben – ideal für Anwendungen in der Chromatin- und Meiose-IVD-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Histon H1t Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	H1t; H1-6; H1.6; H1ft; Hist1h1t; Histon H1t
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	H1
GenID	107970
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q07133
Proteingewicht	22kDa
Versand	Eisbeutel