

Hla-A Kaninchen Mab - P01891

Artikelnummer: CM0002260

Einführung

Monoklonaler Antikörper vom Kaninchen gegen humanes HLA-A, validiert für WB, IHC-P, ELISA. Kreuzreagiert mit humanen Proben, vorhergesagtes Molekulargewicht 41 kDa. Geeignet für Immunologie- und Transplantationsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HLA-A Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	HLAA; HLA-A
Spezies	Human
Gen-ID	3105
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem HLA-A (P04439) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P01891
Proteingewicht	41kDa
Versand	Eistüte