

Hla-Dpb1 Kaninchen Pab Für Wb, Ihc-P, Elisa - P04440

Artikelnummer: CM0013130



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes HLA-DPB1, ein MHC-Klasse-II-Antigen, das exogene Antigene CD4-T-Zellen präsentiert. Validiert für WB, IHC-P, ELISA mit Kreuzreaktivität in Human, Maus, Ratte.

[Mehr erfahren](#)

Spezifikation	Details
Produktname	HLA-DPB1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	DPB1; HLA-DP; HLA-DPB; HLA-DP1B; HLA-DPB1
Spezies	Human
Gen-ID	3115
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entsprechend der Aminosäuren 30-225 des humanen HLA-DPB1 (NP_002112.3) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P04440
Proteingewicht	29 kDa
Versand	Eisbeutel