

Hla-Drb1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P01911 / P01912 / Q29974

Artikelnummer: CM0030315



Einführung

Hochwertiger HLA-DRB1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper für Western Blot und ELISA-Anwendungen. Erkennt humane und murine MHC-Klasse-II-beta-Kette (30 kDa). Ideal für immunologische Forschung zu Antigenpräsentation und T-Zell-Antworten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	HLA-DRB1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SS1; DRB1; HLA-DRB; HLA-DR1B; HLA-DRB1
Spezies	Human
GeneID (Human)	3123
GeneID	3123
Immunogen	Rekombinantes Protein; Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 30-230 von humanem HLA-DRB1 (NP_002115.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	P01911 / P01912 / Q29974
Proteingewicht	30kDa
Versand	Eisbeutel