

HLA-G Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P17693

Artikelnummer: CM0029110



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes HLA-G, validiert für Western Blot und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Nützlich für die Untersuchung der Immuntoleranz an der maternofetalen Schnittstelle, der Reproduktionsimmunologie und der Immun-Checkpoint-Forschung. Vorhergesagtes Molekulargewicht 38 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HLA-G Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	MHC-G; HLA-G
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3135
GenID	3135
Immunogen	Rekombinantes Protein; Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 20-230 von humanem HLA-G (NP_002118.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P17693
Proteingewicht	38kDa
Versand	Eisbeutel