

Hmg20B Kaninchen-Pak Für Wb, Elisa - Q9P0W2

Artikelnummer: CM0028343

Einführung

HMG20B Kaninchen-pAk ist ein polyklonaler Antikörper, der in Kaninchen erzeugt wurde und menschliches und murines HMG20B erkennt. Geeignet für WB und ELISA, richtet er sich gegen einen Chromatin-Regulator, der für den Zellzyklusfortschritt und die Transkriptionsrepression essentiell ist.

[Mehr erfahren](#)

Parametername	Wert
Produktname	HMG20B Kaninchen-pAk
Bemerkungen/Alias	SOXL; HMGX2; BRAF25; BRAF35; HMGXB2; PP7706; pp8857; SMARCE1r; HMG20B
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	10362
Gen-ID	10362
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-317 von menschlichem HMG20B (NP_006330.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9P0W2
Proteingewicht	36 kDa
Versand	Eisbeutel