


Hnrnpr Kaninchen Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O43390

Artikelnummer: CM0020040



Einführung

HNRNPR Kaninchen polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Erkennt menschliches, murines und rattes heterogenes nukleäres Ribonukleoprotein R, einen Schlüsselakteur in der mRNA-Verarbeitung. Ideal für die RNA-Biologie-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HNRNPR Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HNRPR; NEDFSB; hnRNP-R; HNRNPR
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	10236
GenID	10236
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 550-633 von menschlichem HNRNPR (NP_005817.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O43390
Proteingewicht	71kDa
Versand	Eisbeutel