

Homer1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - Q86Ym7

Artikelnummer: CM0028642

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen HOMER1. Validierter Antikörper für Western Blot, IF-P und ELISA. Kreuzreaktiv mit Human-, Maus- und Rattenproben. Gerüstprotein, das an synaptischer Signalübertragung und Plastizität beteiligt ist. Ideal für neurowissenschaftliche Forschung zur Kopplung metabotroper Glutamatrezeptoren und zur Morphologie dendritischer Dornen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HOMER1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HOMER; SYN47; Ves-1; HOMER1A; HOMER1B; HOMER1C; HOMER1
Spezies	Human
GenID (Human)	9456
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 125-354 von humanem HOMER1 (NP_004263.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q86YM7
Proteingröße	40kDa
Versand	Kühltasche