

Hopx Rabbit Polymab® Für Wb, Ip, If-P, Ihc-P, Elisa - Q9Bpy8

Artikelnummer: CM0002214

Einführung

Rekombinanter monoklonaler Antikörper gegen humanes HOPX (Homeodomain-only protein). Validiert für WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung der Herzentwicklung und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HOPX Rabbit PolymAb®
Bemerkungen/Alias	HOD; HOP; OB1; LAGY; TOTO; CAMEO; NECC1; SMAP31
Spezies	Human
GeneID (Human)	84525
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-73 von humanem HOPX (NP_631957.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9BPY8
Proteingewicht	8 kDa
Versand	Eisbeutel