

Hoxb4 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P17483

Artikelnummer: CM0002241

Einführung

Rekombinanter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes HOXB4, validiert für Western Blot und ELISA. Geeignet für die Untersuchung von Homeobox-Transkriptionsfaktoren in der Entwicklungsbiologie und Genregulationsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HOXB4 Kaninchen-mAb
Anmerkungen/Alias	HOX2; HOX2F; HOX-2.6; HOXB4
Spezies	Human
Gen-ID	3214
Immunogen	Synthetisches Peptid entsprechend den Aminosäuren 1-100 des humanen HOXB4 (P17483)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P17483
Proteingewicht	28 kDa
Versand	Eisbeutel