

Hoxb5 Kaninchen Pab Für Wb, If/Icc, Elisa - P09067

Artikelnummer: CM0027933

Einführung

HOchwertiger HOXB5-Kaninchen-Polyklonalantikörper, validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit Human, Maus und Ratte. Ideal für Entwicklungsbiologie und Transkriptionsforschung. Ca. 29 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HOXB5 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HOX2; HU-1; HOX2A; Hox2.1; HHO.C10; HOXB5
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	3215
Gen-ID	3215
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 170-269 von humanem HOXB5 entspricht (NP_002138.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P09067
Proteingewicht	29kDa
Versand	Eisbeutel