

Hrp-Konjugierter Digoxin-Kaninchen-Mak Für Elisa Und Dot Blot - Digoxin

Artikelnummer: CM0007705

Einführung

HRP-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen Digoxin. Validiert für DB und ELISA. Speziesunabhängige Kreuzreaktivität. Ideal für den Nachweis kleiner Moleküle in IVD-Immunassays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HRP-konjugierter Digoxin-Kaninchen-mAk
Bemerkungen/Alias	Digoxin; HRP-konjugiertes Digoxin
Immunogen	Chemische Verbindungen Digoxin
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	DB, ELISA
Kreuzreaktivität	Speziesunabhängig
Versand	Kühlakku