

Hrsp12 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P52758

Artikelnummer: CM0026424



Einführung

Hochwertiger kaninchenpolyklonaler Antikörper, der gegen humanes HRSP12 (RIDA) gerichtet ist und für WB und ELISA validiert wurde. Geeignet für die Untersuchung des Enamin/Imin-Stoffwechsels und der m6A-abhängigen RNA-Spaltung. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HRSP12 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PSP; P14.5; UK114; HRSP12; hp14.5
Spezies	Mensch
Gen-ID	10247
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-137 von humanem HRSP12 (NP_005827.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P52758
Proteingewicht	14kDa
Versand	Eisbeutel