

Hs2St1-Kaninchen-Pab - Q7Lga3

Artikelnummer: CM0015117

Einführung

HS2ST1-Kaninchen-pAb ist ein polyklonaler Antikörper, der für WB und ELISA validiert wurde. Er erkennt menschliches, Maus- und Ratten-HS2ST1, eine 42-kDa-Heparansulfat-2-O-Sulfotransferase, die an der Nierenentwicklung und HS-Biosynthese beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HS2ST1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	NFSRA; dj604K5.2; HS2ST1
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	9653
GeneID	9653
Immunogen	Rekombinantes Protein/rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-229 des menschlichen HS2ST1 (NP_001127964.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q7LGA3
Proteingewicht	42 kDa
Versand	Kühlakku