

Hsd17B2 Kaninchen Pab - P37059

Artikelnummer: CM0020149

Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen HSD17B2, eine 17-Beta-Hydroxysteroid-Dehydrogenase, die Estradiol und Testosteron inaktiviert. Geeignet für WB und ELISA mit Reaktivität gegenüber Mensch, Maus und Ratte. Nützlich für Studien zum Steroidstoffwechsel.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HSD17B2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HSD17; SDR9C2; EDH17B2; HSD17B2
Spezies	Mensch
Gen-ID	3294
Immunogen	Rekombinantes Protein entsprechend der Aminosäuresequenz 100-200 von menschlichem HSD17B2 (NP_002144.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P37059
Proteingewicht	43 kDa
Versand	Eisbeutel