


Hsp27/Hspb1 Kaninchen Pab - P04792

Artikelnummer: CM0012905



Einführung

HSP27/HSPB1 Kaninchen-Polyclonales Antikörper validiert für Western Blot (WB), Immunhistochemie (IHC-P) und ELISA. Reagiert mit humanem, murine und Ratten HSP27/HSPB1 (SWISS P04792). Targett das Hitzeschockprotein beta-1, ein molekulares Chaperon, das an der Stressantwort beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HSP27/HSPB1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CMT2F; HMN2B; HSP27; HSP28; Hsp25; SRP27; HS.76067; HEL-S-102; HSP27/HSPB1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3315
GenID	3315
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-100 von menschlichem HSP27/HSPB1 (NP_001531.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P04792
Proteinmasse	23 kDa
Versand	Eisbeutel