

Hspa14 Kaninchen-Mak Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q0Vdf9

Artikelnummer: CM0006620

Einführung

Rekombinanter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes HSPA14 (HSP70-4, HSP70L1) für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Validiert in Human und Maus. Cytosolischer Chaperon, beteiligt am Falten naszierender Polypeptide.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HSPA14 Kaninchen-mAk
Bemerkungen/Alias	HSP70-4; HSP70L1; MSANTD7; HSPA14
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	51182
Gen-ID	51182
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem HSPA14 (Q0VDF9) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q0VDF9
Proteingewicht	55kDa
Versand	Eisbeutel