


## Hspb11 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y547

Artikelnummer: CM0023722



### Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen HSPB11 (IFT25, PP25), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Human, Maus, Ratte. Geeignet für Forschungen zur Ziliarbiologie, SHH-Signalgebung und Fertilität.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                       |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | HSPB11 Rabbit pAb                                                                                                          |
| Bemerkungen/Alias | PP25, FAP232, HSPB11, C1orf41, CFAP232, HSPC034                                                                            |
| Spezies           | Human                                                                                                                      |
| Gen-ID (Human)    | 51668                                                                                                                      |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-144 von humanem HSPB11 (NP_057210.2) enthält |
| Herkunft          | Kaninchen                                                                                                                  |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                     |
| Anwendung         | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                   |
| Kreuzreaktivität  | Human, Maus, Ratte                                                                                                         |
| SWISS             | Q9Y547                                                                                                                     |
| Proteingewicht    | 16kDa                                                                                                                      |
| Versand           | Eistasche                                                                                                                  |