


Htatsf1 Kaninchen Pab - O43719

Artikelnummer: CM0029709



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen HTATSF1, eine Spliceosomen-Komponente und HIV-Tat-Kofaktor. Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Ideal für Forschung zu nukleärem Splicing und Transkription.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HTATSF1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	TATSF1; TAT-SF1; dj196E23.2; HTATSF1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	27336
GenID	27336
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-270 von menschlichem HTATSF1 (NP_055315.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O43719
Proteingewicht	86 kDa
Versand	Eisbeutel