

Panel Für Aktivierte Humane T-Zellen - Kaninchen-Monoklonale Antikörper

Artikelnummer: CM0009186

Einführung

Panel für aktivierte humane T-Zellen mit monoklonalen Kaninchen-Antikörpern zur durchflusszytometrischen Analyse aktivierter humaner T-Zellen. Entwickelt für Forschungsanwendungen in der Immunologie und Zellbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Details
Produktname	Panel für aktivierte humane T-Zellen
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (Durchflusszytometrie)
Kreuzreaktivität	Human
Versand	Kühlakku