

Menschliches Ager Kaninchen Pab Für Wb, Elisa - Q15109

Artikelnummer: CM0019034



Einführung

Polyklonaler Antikörper gegen humanes AGER (RAGE), validiert für Western Blot und ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Geeignet für die Erforschung von Entzündungen, Diabetes und neurodegenerativen Erkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Human AGER Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	RAGE; sRAGE; SCARJ1; Human AGER
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	177
Gen-ID	177
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 24-344 des menschlichen AGER enthält (NP_001127.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q15109
Proteinmasse	43 kDa
Versand	Eisbeutel