

Human Ascs B-Zell-Panel - Human Ascs B-Zell-Panel

Artikelnummer: CM0010954

Einführung

Menschliches monoklonales Antikörper-Panel für ASCs-B-Zellen, entwickelt für Anwendungen der Durchflusszytometrie (FC), spezifisch reaktiv mit menschlichen Proben. Ideal für die Forschung zur Identifizierung und Charakterisierung von antikörpersezernierenden B-Zellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Human ASCs B-Zell-Panel
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (Durchflusszytometrie)
Kreuzreaktivität	Mensch
Versand	Eisbeutel