

Menschliches Komplement C6 Kaninchen-Polyclonale Antikörper Für Wb Und Elisa - P13671

Artikelnummer: CM0014279



Einführung

Hochwertiger kaninchen polyklonaler Antikörper gegen menschliches Komplement C6, eine Schlüsselkomponente der MAC. Validiert für WB und ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Geeignet für die Erforschung des Komplementwegs.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	C6 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	C6
Spezies	Mensch
Gen-ID	729
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 586-934 des menschlichen C6 (NP_000056.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P13671
Proteinmolekulargewicht	105 kDa
Versand	Eisbeutel