


Menschliches IgG (Fc) Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If-P, Elisa - P01857 / P01859 / P01860 / P01861

Artikelnummer: CM0006024



Einführung

Hochwertiger menschlicher IgG (Fc) Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, IF-P, ELISA. Erkennt humane IgG-Subklassen (P01857, P01859, P01860, P01861).

Rekombinantes Immunogen, 52 kDa. Ideal für immunologische und diagnostische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Menschliches IgG (Fc) Kaninchen mAk
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	3,500,350,135,023,500
GeneID	3,500,350,135,023,500
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 100-330 von menschlichem IgG (Fc) mAk (P01857) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P01857, P01859, P01860, P01861
Proteingewicht	52 kDa
Versand	Eisbeutel