


Kaninchen Polyklonaler Antikörper Gegen Humanes IgG1/Immunglobulin Heavy Constant Gamma 1 Für Wb, Elisa - P01857

Artikelnummer: CM0024143



Einführung

Kaninchen polyklonaler Antikörper gegen humanes IgG1 (Schwerkette konstantes Gamma 1, IGHG1). Geeignet für Western Blotting (WB) und ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch und Maus. Das Immunogen entspricht den Aminosäuren 21-130 (CH1-Domäne).

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Human IgG1/Immunglobulin heavy constant gamma 1 Kaninchen pAb
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3500
GenID	3500
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz der Aminosäuren 21-130 von humanem IgG1/Immunglobulin heavy constant gamma 1 (P01857) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polykloale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P01857
Proteinmasse	44 kDa
Versand	Eisbeutel