


Human IgM Rabbit Pab Für Wb, Elisa - P01871

Artikelnummer: CM0026493



Einführung

Human IgM Rabbit pAb zielt auf die konstante Region der menschlichen IgM-Schwerkettenkette ab (UniProt P01871). Dieses polyklonale Antikörper, validiert für Western Blot und ELISA, ist unerlässlich für die Erforschung der humoralen Immunität, B-Zell-Biologie und Studien zur Struktur-Funktion von Immunglobulinen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Human IgM Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	MU; VH; AGM1; Human IgM
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	3507
GeneID	3507
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 213-453 von humanem IGHM (P01871) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P01871
Protein-Gewicht	49kDa
Versand	Eisbeutel