

Monoklonaler Antikörper Gegen Human-Neutrophilen-Panel Für Durchflusszytometrie - Human-Neutrophilen-Panel

Artikelnummer: CM0008196

Einführung

Hochwertiges Panel aus monoklonalen Antikörpern gegen humane Neutrophile, validiert für die Durchflusszytometrie (FC). Ideal für die Immunphänotypisierung und Forschung zur Neutrophilenbiologie. Versand mit Kühlpaket.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Human-Neutrophilen-Panel
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
Versand	Kühlpaket