

Human-T-Zellen-Panel - Kaninchen-Monoklonaler Antikörper

Artikelnummer: CM0012151

Einführung

Kaninchen-monoklonales Antikörperpanel für die Analyse menschlicher T-Zellen per Durchflusszytometrie (FC). Entwickelt für Anwendungen in der Immunonkologie und T-Zellenforschung. Kreuzreagiert mit menschlichen Proben. Versand erfolgt auf Eisbeutel.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Human-T-Zellen-Panel
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
Versand	Eisbeutel