

Human Tbnk Panel Monoklonaler Antikörper-Cocktail - Human Tbnk Panel

Artikelnummer: CM0011898

Einführung

Human TBNK Panel bestehend aus kaninen monoklonalen Antikörpern für die Durchflusszytometrie-Detektion von T-, B- und NK-Zellen in humanen Proben. Geeignet für die Immunphänotypisierung in der Forschung und bei der Entwicklung von IVD-Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Human TBNK Panel
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Krossreaktivität	Human
Versand	Eisbeutel