

Menschliches Tbnk-Panel

Artikelnummer: CM0009667

Einführung

Das Menschliche TBNK-Panel ist ein Satz monoklonaler Antikörper, optimiert für die durchflusszytometrische (FC) Immunphäotypisierung von T-, B- und NK-Zellen. Entwickelt für humane Proben, bietet es ein zuverlässiges Werkzeug für immunologische Forschung und klinische Studien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Menschliches TBNK-Panel
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
Versand	Eisbeutel