

Menschliche Thioredoxin-Reduktase 1/Trxr1 Kaninchen Pab Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q16881

Artikelnummer: CM0021334



Einführung

Kaninchen-polklonale Antikörper gegen menschliche Thioredoxin-Reduktase 1 (TXNRD1) für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für Redoxbiologie- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Menschliche Thioredoxin-Reduktase 1/TRXR1 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Aliase	TR; TR1; TXNR; TRXR1; GRIM-12; Thioredoxin reductase 1 (TXNRD1)
Spezies	Mensch
Gen-ID	7296
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 410-490 der menschlichen Thioredoxin-Reduktase 1 (TXNRD1) (NP_001087240.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q16881
Proteingewicht	71kDa
Versand	Eisbeutel