

Menschliches Tlr3 Kaninchen Pab - O15455

Artikelnummer: CM0022877



Einführung

Hochwertiges menschliches TLR3 Kaninchen pAb für WB, IF/ICC, ELISA. Erkennt humanes TLR3, einen zentralen Rezeptor der angeborenen Immunität, der virale doppelsträngige RNA erkennt und Entzündungsreaktionen aktiviert. Geeignet für Forschung in Immunologie und Infektionskrankheiten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Menschliches TLR3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	TLR3; CD283; IIAE2; Toll-ähnlicher Rezeptor 3; Menschliches TLR3
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	7098
Gen-ID	7098
Immunogen	Rekombinantes Protein, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 24-339 von humanem TLR3 (NP_003256.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	O15455
Proteinmasse	72 kDa/103 kDa
Versand	Eisbeutel