

Panel Für Humane Transitorische/Unreife B-Zellen

Artikelnummer: CM0005095

Einführung

Ein monoklonaler Antikörper-Panel für die durchflusszytometrische Identifizierung von humanen transitorischen und unreifen B-Zellen. Geeignet für immunologische Forschung und die Entwicklung diagnostischer Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Panel für humane transitorische/unreife B-Zellen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
Versand	Eisbeutel