

Hus1B Kaninchen-Pak Für Wb, Elisa - Q8Nhy5

Artikelnummer: CM0030632

Einführung

HUS1B polyklonaler Kaninchen-Antikörper für WB- und ELISA-Anwendungen. Erkennt das humane HUS1B-Protein (~31 kDa) mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Geeignet für Studien zur Checkpoint-Biologie und Gewebeexpressionsanalyse.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	HUS1B Kaninchen-pAk
Bemerkungen/Alias	HUS1B
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	135458
GenID	135458
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-278 von humanem HUS1B (NP_683762.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q812HY5
Proteingewicht	31kDa
Versand	Eisbeutel