


Hydroxyl-Histon H2A-Y39 (P04908/P0C0S8) Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa

Artikelnummer: CM0000072



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper, spezifisch für hydroxyliertes Histon H2A an Tyrosin 39 (P04908/P0C0S8), validiert für Western Blot, IHC-P und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte und anderen Arten. Ideal für epigenetische und Chromatin-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Hydroxyl-Histon H2A-Y39 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	H2A.1; H2A.2; H2A/a; H2AC4; H2AFA; HIST1H2AE; Hydroxyl-Histon H2A-Y39
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3012
GenID	3012/8329
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches hydroxyliertes Peptid um Y39 von menschlichem Histon H2A (P04908)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Andere modifizierte Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte, Andere (Breites Spektrum vorhergesagt)
SWISS	P04908/P0C0S8
Proteingewicht	14kDa
Versand	Eisbeutel