

Id4-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P47928

Artikelnummer: CM0018843

Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper gegen humanes ID4, einen an Zellwachstum, Differenzierung und Krebs beteiligten Transkriptionsregulator. Für WB und ELISA validiert, mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ID4-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	IDB4; bHLHb27; ID4
Art	Mensch
GeneID	3400 (Mensch)
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 des humanen ID4 (NP_001537.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P47928
Proteingewicht	17 kDa
Versand	Kühlakku