

Ifluor 594/Abflo 594 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Db Und Elisa - If594

Artikelnummer: CM0010413

Einführung

Der Ifluor 594/ABflo 594 Kaninchen-monoklonaler Antikörper (iF594) ist ein artenunabhängiger Antikörper für DB- und ELISA-Anwendungen. Er erkennt den Ifluor 594-Farbstoff spezifisch und ist damit ein unverzichtbares Werkzeug für den Nachweis von Fluoreszenzfarbstoffen in Immunoassays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Ifluor 594/ABflo 594 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	iF594
Spezies	Artenunabhängig
Immunogen	Chemische Verbindungen entsprechend Ifluor 594
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	DB, ELISA
Kreuzreaktivität	Artenunabhängig
Versand	Eisbeutel