


Ifn-Beta Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P01575

Artikelnummer: CM0007131



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen Maus IFN-beta, geeignet für Anwendungen im Western Blot (WB) und ELISA. IFN-beta ist ein wichtiges Zytokin der angeborenen Immunabwehr mit antiviralen und immunregulatorischen Funktionen. Ideal für die Immunologie- und Infektionsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IFN-beta Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	Ifb; IFNB; If1da1; IFN-beta
Spezies	Maus
GeneID (Mensch)	3456
GeneID	15977
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz der Aminosäuren 1-182 von Maus IFN-beta (NP_034640.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P01575
Proteingewicht	22 kDa
Versand	Eisbeutel