

Ifn Gamma Kaninchen-Polymab® Für Wb Und Elisa - P01579 / P01581

Artikelnummer: CM0005598



Einführung

IFN gamma Rabbit PolymAb® (SWISS P01579/P01581), ein monoklonaler Antikörper zum Nachweis von humanem und Ratten-Interferon gamma via WB und ELISA. Ideal für immunologische und infektionsbiologische Forschungsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IFN gamma Rabbit PolymAb®
Anmerkungen/Alias	IF2f; IFNG2
Spezies	Mensch/Ratte
Gen-ID (Mensch)	3458
Gen-ID	3458/25712
Immunogen	Rekombinantes Protein von humanem/ratten IFN gamma
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	P01579/P01581
Proteinmasse	18 kDa
Versand	Eisbeutel