


Ifnar2 Kaninchen Pab Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P48551

Artikelnummer: CM0019734



Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen humanes IFNAR2 (IFNARB, IFNABR), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung der Typ-I-Interferon-Signalübertragung und JAK-STAT-Signalwegaktivierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IFNAR2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	IFN-R; IMD45; IFNABR; IFNARB; IFN-R-2; IFN-alpha-REC; IFNAR2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3455
GenID	3455
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 27-243 von humanem IFNAR2 (NP_997468.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P48551
Proteingewicht	58 kDa
Versand	Eisbeutel