

Ifnar2 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper (Ko-Valiert) - [Ko Valiert] Ifnar2 Kaninchen Pab

Artikelnummer: CM0023765

Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes IFNAR2 (IFN-R, IFNABR, IFNARB). Validiert in Knockout (KO)-Modellen. Geeignet für Western Blot (WB) und ELISA-Anwendungen. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Forschung zu Interferonsignalen und Immunologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO valiert] IFNAR2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	IFN-R; IMD45; IFNABR; IFNARB; IFN-R-2; IFN-alpha-REC; R2
Art	Mensch
Gen-ID	3455
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 101-243 von humanem IFNAR2 (NP_997468.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
Proteingewicht	27kDa/37kDa/57kDa
Versand	Eisbeutel