

Igf2Bp1/Imp1 Kaninchen Mab Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q9Nzi8

Artikelnummer: CM0011016



Einführung

Rekombinante monoklonale Kaninchen-Antikörper, der auf humanes IGF2BP1/IMP1 (Q9NZI8) abzielt. Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Kreuzreaktivität mit Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung von mRNA-Transport, Translationsregulation und Krebsbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IGF2BP1/IMP1 Kaninchen mAb
Anmerkungen/Alias	IMP1; ZBP1; CRDBP; IMP-1; CRD-BP; VICKZ1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	10642
GenID	10642
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 101-200 von humanem IGF2BP1/IMP1 (NP_006537.3) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9NZI8
Protein-Gewicht	49kDa/63kDa
Versand	Eisbeutel