


Igf2Bp3 Kaninchen-Polyclonale Antikörper (Wb, Ip, If, Ihc-P, Elisa) - 000425

Artikelnummer: CM0026782



Einführung

Kaninchen-polyclonale Antikörper gegen humanes IGF2BP3 (IMP3). Validiert für WB, IP, IF/ICC, IHC-P und ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus. Geeignet für die Untersuchung von mRNA-Transport, Stabilität und Krebsbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IGF2BP3 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	KOC, CT98, IMP3, KOC1, IMP-3, VICKZ3, IGF2BP3
Spezies	Mensch
Gen-ID	10643
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 300-579 von humanem IGF2BP3 entspricht (NP_006538.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	O00425
Proteingewicht	64 kDa
Versand	Eisbeutel